

# QUADRADO ANTI-ESCARAS PÊLO SINTÉTICO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Exterior: 50% algodão e 50% pêlo medicinal poliéster;
- Interior: 100% rama de poliéster;
- Dimensões: 45x45x7cm.

| Código         | Descrição                             | Unidade de venda |
|----------------|---------------------------------------|------------------|
| 63 AS AE PS QD | QUADRADO ANTI- ESCARAS PÊLO SINTÉTICO | CX. 1            |