


COLCHÃO APOLO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Colchão desenvolvido para a prevenção e tratamento de escaras de decúbito;
- É um colchão não articulável e não reversível;
- É construído com cubos de Látex de 12 cm de espessura;
- Deve-se retirar um ou mais cubos de Látex nas zonas em que se pretende reduzir a pressão exercida pela pele. No seu lugar, colocam-se cubos mais baixos. Estes cubos acompanham este colchão. O desnível criado é de cerca de 3 cm;
- A rede de cubos é suportada por uma base em Soyfoam com 5 cm de espessura;
- A sua constituição permite minimizar a pressão exercida sobre a pele de forma a evitar a formação de escaras e acelerar a cicatrização das já existentes;
- Garante a postura ergonomicamente correcta do corpo durante o sono;
- Capa exterior:
 - O colchão vêm com uma capa bielástica impermeável aos líquidos e permeável aos gases, transpirável que permite a respiração do interior, facilitando a higiene do colchão;
 - Resistente ao fogo, de acordo com a norma BS 7175 1989, Crib 5;
 - O tecido pode ser lavado até uma temperatura de 95°C com detergentes neutros;
- Dimensões: 190x88x17cm;

- Nota: Fazem-se colchões em todas as medidas (por orçamento).

Código	Descrição	Unidade de venda
61 CLAE AP	COLCHÃO APOLO	CX. 1