


## COLCHÃO URANO



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Colchão em poliuretano com densidade de 28kg/m<sup>3</sup>;
- A configuração em cubos recortados ou ondulada confere-lhe a valência preventiva de escaras pela diminuição da pressão e pela circulação de ar, através dos seus canais e pelo simples movimentos do corpo, adaptando-se anatomicamente;
- Capa exterior:
  - O colchão vêm com uma capa bielástica impermeável aos líquidos e permeável aos gases, transpirável que permite a respiração do interior, facilitando a higiene do colchão;
  - Resistente ao fogo, de acordo com a norma BS 7175 1989, Crib 5.
  - O tecido pode ser lavado até uma temperatura de 95°C com detergentes neutros;
- Dimensões: 190x90x14cm.

Código	Descrição	Unidade de venda
61 CL HP UR CB	COLCHÃO URANO	CX. 1