

## COLCHÃO DUPLO LATEX



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Colchão hospitalar construído 100% por látex, material firme e elástico que permite uma correcta sustentação da coluna vertebral e facilita a circulação sanguínea;
- O látex é um produto natural muito poroso com uma óptima ventilação sendo o látex um produto hipoalergénico que impede naturalmente o crescimento de bactérias, fungos e ácaros no seu interior;
- O colchão DUPLO LATEX tem ainda uma camada superficial de 2cm de Climalátex, que é um látex muito suave ainda mais ventilado que o látex radicional, facilitando a circulação sanguínea;
- Tem uma óptima capacidade de ventilação, permitindo evaporar rapidamente a transpiração, permanecendo seco e sem humidade.
- Capa exterior:
  - Capa em tecido Duvalcare com uma composição de 50% Algodão, 25% Poliéster, 25% enchimento Poliamida, com tratamento Duvalcare;
  - O tecido Duvalcare tem propriedades anti-bacterianas, anti-fungicas e anti-ácaros;
  - As suas características não são alteradas após a lavagem porque o tratamento no fio é permanente;
  - Textura suave e flexível com capacidade natural de transpiração e de fácil lavagem;
  - O tecido Duvalcare é respirável o que previne o aparecimento de humidade e odores;

- Pode ser lavado até uma temperatura máxima de 60° C em ciclo de lavagem delicado; Pode igualmente ser lavado a seco;
- Pode escolher entre 3 densidades dependendo do peso corporal ou preferências do utilizador:
  - Normal: Látex com densidade de 60kg/ m<sup>3</sup> para utilizadores com peso até 70kg ou preferência por colchões de baixa consistência. Climalátex com densidade de 65,0kg/ m<sup>3</sup>;
  - Firme: Látex com densidade de 70kg/ m<sup>3</sup>, para utilizadores com peso corporal até 85kg, ou preferência por colchões de média consistência. Climalátex com densidade de 65,0kg/ m<sup>3</sup>.
  - Extra firme: Látex com densidade de 80kg/ m<sup>3</sup>, para utilizadores com peso corporal superior a 85kg, ou preferência por colchões de elevada consistência. Climalátex com densidade de 65,0kg/ m<sup>3</sup>.
- Dimensões: 190x90x15/18cm;
- Notas:
  - As referências mencionam colchões para camas de solteiro (até 190 x 90 cm);
  - Existe também para casal (até 200 x 150 cm);
  - Fazem-se colchões por medidas (por orçamento).

Código	Descrição	Unidade de venda
61 CL CF DL15 N	COLCHÃO DUPLO LÁTEX 190X90X15 CM	CX. 1
61 CL CF DL18 N	COLCHÃO DUPLO LÁTEX 190X90X18 CM	CX. 1