

# AQUACEL AG FOAM PENSO ESPUMA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Os pensos Aquacel Espuma oferecem conforto, simplicidade e os benefícios da cicatrização por contato de uma camada de hidrofibra.
- Reduz a dor enquanto está em contato com a ferida.
- Não causa dano ao ferimento ao trocar o curativo.
- Pode ser usado para tratar pessoal com lesões na pele, inclusive úlceras por pressão.
- Maior absorção e retenção de fluídos.
- A camada superior é impermeável. O que permite o controle de umidade da ferida, evitando contaminação viral e bacteriana. Permite que o paciente tome banho ou se molhe com o penso.
- A camada em espuma é macia, deixando o curativo mais confortável para o paciente, além de absorver e reter o excesso de fluídos na ferida.
- Uma camada de hidrofibra com prata iónica, que ao contato com a ferida proporciona o ambiente perfeito para cicatrização.
- Disponível com e sem adesivo / com e sem rebordo. A apresentação com adesivo, este é constituído por silicone suave, com boa adesão e de fácil remoção. Evitando irritação ou sensibilidade da pele.
- Camada com Prata, auxiliando no combate a bactérias e facilitando a cicatrização.

Código

Descrição

Unidade de venda

01101022	AQUACEL AG FOAM ADERENTE 10X10 CM	CX. 10
01101010	AQUACEL AG FOAM ADERENTE 12,5X 12,5 CM	CX. 10
01101011	AQUACEL AG FOAM NÃO ADERENTE 10X10 CM	CX. 10