

# AQUACEL FOAM PENSO ESPUMA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso de espuma que oferece conforto, além dos benefícios para cicatrização, composto com várias camadas.
- Camada superior protectora que proporciona a evaporação do excesso de humidade e funciona como barreira impermeável a vírus e bactérias.
- Camada de espuma suave que aumenta o conforto do paciente e absorve o excesso de fluido.
- Camada de hidrofibra que gelifica em contacto com o exsudado da ferida, para manter um ambiente húmido. Bloqueia o exsudado da ferida, incluindo os seus componentes nocivos. A absorção vertical evita a expansão lateral de fluido, reduzindo o risco de maceração.
- Adapta-se ao leito da ferida, minimizando os espaços onde as bactérias se podem desenvolver.
- Apresentações com e sem adesivo ou rebordo.
- Na apresentação com adesivo: Suave rebordo aderente de silicone concebido para aderir à pele perilesional, não aderindo ao leito da ferida.
- Adesivo que respeita a pele perilesional, permitindo uma fácil aplicação e remoção. Baixo potencial de irritação dérmica ou dermatite de contacto.

Código	Descrição	Unidade de venda
01101014	AQUACEL FOAM ADERENTE 10X10 CM	CX. 10

