

CUTICELL CLASSIC GAZE PARAFINADA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso impregnado de parafina.
- Cuticell Classic é a solução económica no tratamento de feridas exsudativas. Penso de baixa aderência é feito de gaze de algodão de tecido aberto impregnado com parafina macia - para facilitar a mudança de pensos e para suportar um ambiente húmido para a ferida.
- Impregnado com parafina macia.
- Tecido 100% algodão com fios de encravamento.
- Baixa aderência e suave.
- Facilita a mudança do curativo.
- Ajuda a manter um ambiente húmido para facilitar a cicatrização de feridas.
- Para maior estabilidade quando cortado ao tamanho.
- Não se desfaz ou desintegra.
- Permite que o exsudado drene livremente no penso secundário absorvente.
- Evita efeitos oclusivos.
- Tratamento económico.
- Benefício do manuseio simples.
-

Redução dos resíduos de embalagens.

- Indicações: Para feridas exsudativas como queimaduras de primeiro e segundo graus, lacerações e abrasões, úlceras de perna, doadores e receptores de enxertos de pele.

Código	Descrição	Unidade de venda
01254011	CUTICELL CLASSIC 5X5 CM	CX. 50
01254012	CUTICELL CLASSIC 10x10 CM	CX. 100