


LEUKOPLAST S LF ADESIVO PERFURADO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Adesivo perfurado em rolo indicado para a fixação de material na pele (ex: cateteres, sondas, curativos, etc).
- Composto por adesivo de borracha sintética e resinas sintéticas adesivas, óxido de zinco.
- Com suporte em tela sobre papel.
- Cor branco.
- Boa aderência.
- Bem tolerado pela pele, permite a pele respirar.

Código	Descrição	Unidade de venda
3254005	ADESIVO LEUKOPLAST S LF PERFURADO BRANCO 5 M X 10 CM	CX. 1
3254006	ADESIVO LEUKOPLAST S LF PERFURADO BRANCO 5 M X 18 CM	CX. 1