

# LIGADURA TENSOPLAST SPORT ELÁSTICA ADESIVA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Ligadura adesiva elástica porosa com faixa de proteção ao longo de toda a banda.
- Extensível longitudinalmente por 50%.
- Alta porosidade que permite a transpiração, minimiza o risco de maceração.
- Hipoalergénico.
- Resistente à água, repele a água.
- Isento de Latex.

Código	Descrição	Unidade de venda
04254010	LIGADURA TENSOPLAST SPORT 2,5 M X 10 CM	CX. 1
04254008	LIGADURA TENSOPLAST SPORT 2,5 M X 6 CM	CX. 1
04254009	LIGADURA TENSOPLAST SPORT 2,5 M X 8 CM	CX. 1