

LIGADURA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO PREVIZINC E



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Ligadura elástica de pasta de óxido de zinco com elasticidade longitudinal de aproximadamente 80 %, composta por 46% de viscosa e 54% de poliamida com 15% de pasta de óxido de zinco.
- Textura: pano de trama dupla embebida em pasta de óxido de zinco.
- Dobra de poliamida DTEX 78x29,5 fios / cm Trama de viscosa NM 6 7 fios / cm; tecido de 27 g / m2 quando esticado; pasta de óxido de zinco 180 g/ m2 quando esticado.
- Ligaduras envolvidas individualmente em saco de folha de alumínio de acordo com a especificação do produto.
- Previzinc é uma ligadura impregnada com uma pasta composta de óxido de zinco, que é adequado para o tratamento de tromboflebite, insuficiência venosa crónica, inchaços, fracturas e traumas, luxações de contusões e distorções.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|---------|----------------------------------|------------------|
| 4335000 | LIGADURA PREVIZINC E 10 M X10 CM | CX. 8 |
| 4335001 | LIGADURA PREVIZINC E 5 M X10 CM | CX. 10 |
| 4335002 | LIGADURA PREVIZINC E 7 M X10 CM | CX. 10 |

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares