

HYDROSORB PENSO HIDROGEL



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso de gel hidrocélular com camada superior semipermeável, mas impermeável aos germes; transparente.
- Oferece um ambiente de humidade balanceado, devido a alta concentração de água, cerca de 60%.
- Promove a granulação e epitelização.
- Excelente biocompatibilidade.
- Bom efeito de acolchoamento.
- Pode ser removido sem irritar a pele.
- Disponível com película adesiva nos bordos.
- O penso de gel possui o efeito autoadesivo; no entanto para uma fixação permanente, uma segurança adicional com fitas adesivas hipoalergénico ou ligadura é recomendado.
- Hydrosorb comfort possui bordos com película adesiva hipoalergénica impermeável para uma fixação segura.
- Para o tratamento húmido de feridas, especialmente para o tratamento de feridas não infecciosas clinicamente durante a fase de granulação e epitelização, em úlceras na perna ou decúbitos; para o tratamento de queimaduras até o grau 2; promove a re-epitelização da pele, para cobertura de zonas de onde foram retirados excertos de pele, depois que o sangramento estiver parado; possui uma folha destacável, onde pode ser escrito o tamanho da ferida para ser documentado.

Código	Descrição	Unidade de venda
9008531 (H)	HYDROSORB 5x7,5 CM	CX. 5
9008541 (H)	HYDROSORB 10X10 CM	CX. 5
9008551 (H)	HYDROSORB 20X20 CM	CX. 3
9007021 (H)	HYDROSORB COMFORT 4,5x6,5 CM	CX. 5
9007061 (H)	HYDROSORB COMFORT 7,5x10 CM	CX. 5
1046059	HYDROSORB COMFORT 12,5X12,5 CM	CX. 5