

# HYDROCOLL PENSO HIDROCOLOIDE



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Hydrocoll é um penso hidrocólóide absorvente autoadesivo com a camada de cobertura semipermeável, mas impermeável para bactérias e líquidos.
- O hidrocólóide transforma-se em gel quando entra em contato com o exsudado da ferida e formando um ambiente húmido que estimula o efeito da granulação e epitelização.
- Disponível em diferentes tamanhos e formatos para cada necessidade.
- Para o tratamento húmido de feridas clinicamente não infectadas, feridas com exsudado leve a moderado, especialmente em feridas com tendência a um tratamento precário e com longa duração para a formação da granulação, por exemplo, úlceras na perna ou decóbitos; para queimaduras de grau 2; Hydrocoll sacral é usado em caso de úlcera decóbita na região sacral, Hydrocoll concave é usado em cotovelos ou calcanhar.

Código	Descrição	Unidade de venda
1046001	PENSO HYDROCOLL 10X10 CM	CX. 10
1046053	PENSO HYDROCOLL 15x15 CM	CX. 5
1046002	PENSO HYDROCOLL 7,5X7,5 CM	CX. 10

1046056	PENSO HYDROCOLL CLASSIC 15X15 CM	CX. 10
1046032	PENSO HYDROCOLL FINO 10X10 CM	CX. 10
1046031	PENSO HYDROCOLL FINO 7,5X7,5 CM	CX. 10
1046060	PENSO HYDROCOLL STANDARD SACRAL 12X18 CM	CX. 5
9007492 (H)	PENSO HYDROCOLL 20X20 CM	CX. 5
9007402 (H)	PENSO HYDROCOLL 5X5 CM	CX. 10
9009381 (H)	PENSO HYDROCOLL CLASSIC 10X10 CM	CX. 10
9009401 (H)	PENSO HYDROCOLL CLASSIC 20X20 CM	CX. 10
9007562 (H)	PENSO HYDROCOLL STANDARD CONCAVE 8X12 CM	CX. 10
9007602 (H)	PENSO HYDROCOLL FINO 15X15 CM	CX. 5