

PENSO COSMOPOR INTRAVENOSO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso autoadesivo I.V. para a fixação de cânulas, material de suporte em tecido não tecido, com uma almofada absorvente com revestimento especial não aderente à ferida.
- Penso separado adicional para a proteção de pontos de pressão causados pela cânula.
- Boa tolerância cutânea devido ao adesivo sintético hipoalergénico.

Código	Descrição	Unidade de venda
01046021	PENSO PÓS-OPERATÓRIO COSMOPOR I.V. 6X8 CM	CX. 50