

ASKINA ABSORB+ PENSO ABSORVENTE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O Askina Absorb é um penso estéril constituído por uma camada interna de fibras poliméricas com fortes propriedades de retenção de água. A camada está colocada numa bolsa de não tecido, de poliéster/polietileno.
- Na presença de exsudado, as fibras poliméricas formam um gel húmido que ajuda a manter o ambiente húmido da ferida propiciador das condições de cicatrização naturais.
- Indicações: Feridas com quantidade de exsudado moderada a alta.

Código	Descrição	Unidade de venda
3331010	ASKINA ABSORB+ 10X10 CM	CX. 10
3331210	ASKINA ABSORB + 10X20 CM	CX. 10
3332005	ASKINA ABSORB + 20X20 CM	CX. 10