

ASKINA CALGITROL PASTA DE PRATA E ALGINATO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O Askina Calgitrol Pasta é uma pasta altamente maleável, composta pela mesma matriz de alginato de prata iónica utilizados nos pensos Askina Calgitrol Ag. A alta conformabilidade permite um contacto mais próximo entre a matriz activa de alginato de prata iónica e o leito da ferida, facto particularmente importante quando se tratam feridas de difícil acesso, tais como túneis e sinus, frequentes em doentes com queimaduras de II grau e úlceras de pé diabético.
- Indicações: feridas ligeiramente exsudativas em granulação; penso primário em úlceras de pressão (Estadio II a IV).
- Reforço da cicatrização - Cicatrização acelerada: permitem a sua adaptação aos contornos da lesão, facilitando a absorção de exsudado e acelerando a proliferação celular.
- Ir aonde os outros não chegam - A cânula facilita a aplicação do produto em locais, hidratando e cicatrizando em profundidade.
- Askina Calgitrol Pasta altamente conformável para contacto directo com o leito da ferida; 100% iões de prata, activo contra um largo espectro de microrganismos, inc. MRSA; sem necessidade de activação; libertação continuada e controlada para protecção; acção anti-bacteriana prolongada; mantém a hidratação da ferida; fácil de remover por irrigação; não deixa manchas.

Código	Descrição	Unidade de venda
01001002	ASKINA CALGITROL PASTA 15 GR	CX. 10
6241505	ASKINA CALGITROL PASTA 15 GR	CX. 5