

ASKINA DERM PELÍCULA ESTÉRIL



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Película de poliuretano, revestida com adesivo acrílico, elástico, estéril e suave para pele, autoadesivo de fácil aplicação. Capaz de manter o ambiente húmido ideal para cicatrização.
- Características: Sistema de aplicação inovadora; Alta taxa de transmissão de vapor húmido (MVTR- Moisture vapor temperature rate); Adesivo de baixa aderência, evitando remoção agressiva; Transparente, permite a inspeção visual da ferida.; Impermeável a líquidos e bactérias.
- Indicação: Askina Derm é recomendado o para gerenciamento de feridas não exsudativas, tais como: Úlceras em estágio I; Úlceras de pressão; Áreas doadoras; Abrasões pequenas; Queimaduras de primeiro grau; Feridas cirúrgicas; Lacerações; Proteção contra a ruptura da pele devido à fricção ou exposição contínua à umidade; Proteção de sítio de punção.
- Contra-indicação: Não apresenta.

Código	Descrição	Unidade de venda
F72036	ASKINA DERM 10X12CM	CX. 50
F72037	ASKINA DERM 10X20CM	CX. 10
F72038	ASKINA DERM 15X20 CM	CX. 10
F72033	ASKINA DERM 6X7CM	CX. 100