

# ASKINA DERM PELÍCULA ESTÉRIL



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Película de poliuretano, revestida com adesivo acrílico, elástico, estéril e suave para pele, autoadesivo de fácil aplicação. Capaz de manter o ambiente húmido ideal para cicatrização.
- Características: Sistema de aplicação inovadora; Alta taxa de transmissão de vapor húmido (MVTR- Moisture vapor temperature rate); Adesivo de baixa aderência, evitando remoção agressiva; Transparente, permite a inspeção visual da ferida.; Impermeável a líquidos e bactérias.
- Indicação: Askina Derm é recomendado o para gerenciamento de feridas não exsudativas, tais como: Úlceras em estágio I; Úlceras de pressão; Áreas doadoras; Abrasões pequenas; Queimaduras de primeiro grau; Feridas cirúrgicas; Lacerações; Proteção contra a ruptura da pele devido à fricção ou exposição contínua à umidade; Proteção de sítio de punção.
- Contra-indicação: Não apresenta.

| Código | Descrição            | Unidade de venda |
|--------|----------------------|------------------|
| F72036 | ASKINA DERM 10X12CM  | CX. 50           |
| F72037 | ASKINA DERM 10X20CM  | CX. 10           |
| F72038 | ASKINA DERM 15X20 CM | CX. 10           |
| F72033 | ASKINA DERM 6X7CM    | CX. 100          |