

# ASKINA DRESSIL PENSO DE SILICONE COM ESPUMA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Askina Dressil é um penso auto-aderente da espuma com adesivo macio de silicone em um lado e um filme impermeável permeável ao vapor no outro. Combina a capacidade de absorção da espuma com a adesão suave da camada de contato de silicone.
- Adesão suave e segura.
- Trauma minimizado durante mudanças de penso.
- Capacidade de absorção significativa.
- Fácil de usar.
- Boa conformabilidade em áreas difíceis de vestir e contornos da pele.
- Reposicionável, pode ser cortado em forma, caso não tenha rebordo adesivo.
- Melhora o conforto do paciente.
- Hipoalergénico.
- Tem uma aderência suave e segura, minimizando o trauma durante a troca do penso.
- Com elevada capacidade de absorção e adaptação a zonas difíceis.
- Pode ser cortado para adaptar ao tamanho necessário.

- Pode ser usado por baixo de ligaduras de compressão.
- Hipoalergénico.
- Indicações: Úlceras de pressão, úlceras de perna venosas, úlceras de perna arterial, úlceras de pé diabético, feridas traumáticas, feridas cirúrgicas, queimaduras de 1º e 2º graus, sítios dadores e lágrimas cutâneas.
- Disponível com e sem rebordo (border).

Código	Descrição	Unidade de venda
5295710	ASKINA DRESSIL 5X7CM	CX. 10
5291010	ASKINA DRESSIL 10X10CM	CX. 10
5291210	ASKINA DRESSIL 10X20CM	CX. 10
5291510	ASKINA DRESSIL 15X15CM	CX. 10
5292005	ASKINA DRESSIL 20X20CM	CX. 5
5391010	ASKINA DRESSIL BORDER 10X10CM	CX. 10
5391503	ASKINA DRESSIL BORDER 15X15CM	CX. 10
5395210	ASKINA DRESSIL BORDER 15X20CM	CX. 10
5392005	ASKINA DRESSIL BORDER 20X20CM	CX. 5
5397510	ASKINA DRESSIL BORDER 7.5X7.5CM	CX. 10
5491605	ASKINA DRESSIL SACRUM 16X17.5CM	CX. 5