

# ASKINA TRACHEA PENSO EM ESPUMA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso em espuma hidrofílica com uma abertura circular feito para encaixar um tubo de traqueostomia ou outro tubo ou estoma.
- Com características excelentes de manutenção de fluídos.
- Este penso aumenta o ambiente húmido em redor da ferida, não é necessário trocar frequentemente o curativo, não-aderente à ferida, a troca de curativos é indolor e permite um controlo visual da absorção do exsudado.
- Penso estéril de espuma hidrofílica para traqueostomia.

Código	Descrição	Unidade de venda
7248510	ASKINA TRACHEA 9,5X8,5CM	CX. 10