

ASKINA HEEL PENSO ESPUMA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Askina Heel tem uma forma anatómica de duas camadas, não aderente de espuma, que inclui uma alça de espuma e dois ganchos auto-adesivos que permitem que o penso permaneça no lugar, mesmo durante o movimento.
- Indicações: tratamento de feridas moderadas a fortemente exsudativas, parciais a espessas.
- Características e benefícios: forma anatómica do calcâneo; Fácil de aplicar, proporcionando proteção ao maléolo; Espuma não adesiva; Menos trauma à pele perilesional, mudanças de pensos indolor; Correia ou alça de espuma auto-adesiva; Oferece fixação alternativa para manter o penso no lugar.

Código	Descrição	Unidade de venda
7240110	ASKINA HEEL	CX. 10