

ASKINA OCULA PENSO OCULAR



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso de algodão hidrófilo para colocação na zona ocular.
- Super absorvente.
- Muito macio e permeável ao ar, vom preenchimento de algodão absorvente (34% algodão, 66% poliéster).
- Não aderente.
- Penso suave e imperceptível, de longa duração com efeito de amortecimento.
- Para tratamento e protecção de lesões oculares e feridas após a cirurgia.
- Ovais, 56 x 72 mm.
- Boa adaptação na área dos olhos por forma oval.
- Disponíveis na forma esterilizada e não esterilizada.

Código	Descrição	Unidade de venda
9015124	ASKINA OCULA ESTÉRIL 56X72MM	CX. 25
9015027	ASKINA OCULA NÃO ESTERIL 56X72MM	CX. 25

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares