

ASKINA SILNET PENSO COM SILICONE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O Askina SilNet minimiza traumas associados com a troca de pensos, sua composição possui material em tecido não tecido moldável, revestido com silicone macio em suas bordas.
- O produto não aderente protege o tecido de granulação frágil, a estrutura do Askina Silnet é macia e fácil de moldar, é compatível com tratamentos tópicos, possibilita a passagem do exsudado através do penso e além disso possui material hipoalergénico.
- Indicado para cortes e escoriações, lacerações, feridas traumáticas, 1º e 2º grau queimaduras, fixação de enxertos de pele, locais doadores, feridas cirúrgicas, lacerações.
- Não deve ser utilizado no tratamento de úlceras resultantes da infecção, como a tuberculose, sífilis, infecções fúngicas ou profundas, ou em queimaduras de terceiro grau.
- Não exercer pressão excessiva sobre Askina SilNet quando usado em enxertos de malha.
- Não deve ser trocado para 5 dias após a fixação do enxerto de pele.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Código	Descrição	Unidade de venda
5191810	ASKINA SILNET 10 X 18 CM	CX. 10
5192305	ASKINA SILNET 20 X 30 CM	CX. 5

5195710

ASKINA SILNET 5 X 7,5 CM

CX. 10

5197510

ASKINA SILNET 7,5 X 10 CM

CX. 10