

ASKINA SKIN FREEZE SPRAY CRIOGÉNICO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Askina skin freeze é um produto criogénico para o tratamento de verrugas e lesões de pele benignas.
- Tem como indicação a remoção de verrugas confortavelmente, de uma forma segura e eficaz.
- Agente para o tratamento de verrugas, composto por uma mistura de éter dimetílico e de propano, que não prejudicam a camada de ozono.
- É o tratamento de crioterapia ideal para lesões benignas da pele, combinando a eficácia da criocirurgia tradicional com as vantagens de um aplicativo do sistema aerossol. Fácil e eficiente, sem investir em equipamentos.
- Contém 50 aplicadores descartáveis de 5 mm ou 50 aplicadores descartáveis de 2 mm, dependendo do modelo, permitindo uma aplicação mais exacta e evita o risco de contaminação cruzada. Atinge uma temperatura de -55 ° C.
- Vantagens: Fácil de usar; Utilizado para vários tratamentos; Complicações pós-tratamento mínimas; Recipiente compacto; Não há perdas por evaporação; Fácil armazenamento e transporte; Contém 2 aplicadores de tamanhos diferentes.
- O tratamento eficaz de: verrugas comuns, fibromas seborréicos, verrugas plantares, verrugas planas, condiloma acuminado; queratoses actínicas.

Código

Descrição

Unidade de venda

9380809

ASKINA SKIN FREEZE 150 ML 5 MM

CX. 1

9380701

ASKINA SKIN FREEZE SPRAY 150 ML SMALL 2 MM

CX. 1