

ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Algália de Foley AQUAFLATE Glycerine BRILLANT em silicone, transparente, com seringa pré-cheia para enchimento do balão.
- Seringa pré-cheia em embalagem estéril (10 ml de solução estéril de glicerina a 10%).
- Válvula para pontas de seringa Luer e Luer-lock.
- Ponta radiopaca e linha de contraste ao longo da algália.
- Estéril, utilização única.
- Sem látex.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|-----------|--|------------------|
| 178000-12 | ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS CH 12 | CX. 5 |
| 178000-14 | ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS CH 14 | CX. 5 |
| 178000-16 | ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS CH 16 | CX. 5 |
| 178000-18 | ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS CH 18 | CX. 5 |
| 178000-20 | ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS CH 20 | CX. 5 |

| | | |
|-----------|--|-------|
| 178000-22 | ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS CH 22 | CX. 5 |
|-----------|--|-------|

| | | |
|-----------|--|-------|
| 178000-24 | ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS CH 24 | CX. 5 |
|-----------|--|-------|
