

CATÉTER URINÁRIO NELATON ESTÉRIL

FLOCATH HYDROGEL



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O Flocath Hydrogel básico oferece todas as vantagens da tecnologia hidrofílica para um cateterismo seguro e confortável de alto padrão.
- Segurança comprovada.
- O cateter Flocath, feito de PVC sem DEHP, com orifícios verticalmente cortados e suavemente arredondados, preserva a sensível mucosa uretral.
- O revestimento hidrofílico suave do cateter, em PVP (polivinilpirrolidona), proporciona uma hidratação rápida e homogênea, com alta biocompatibilidade e é resistente à abrasão. A presença de lubrificante permite que o cateter deslize facilmente em posição.
- Aplicação confortável.
- O revestimento Flocath especial oferece atrito significativamente menor do que os revestimentos convencionais.
- Tempo de secagem prolongado até 10-15 minutos permite uma cateterização relaxada.
- Limpar - não deixa resíduos de gel na uretra, na bexiga ou nas mãos.
- Fácil de manusear - o orifício presente na embalagem permite que esta seja aberta facilmente, mesmo

com destreza manual limitada.

- Conveniente - o adesivo auto-adesivo e o orifício da embalagem permitem que esta seja fixada no lugar ou desligada quando conveniente, enquanto se prepara o procedimento de cateterização com ambas as mãos livres.
- Adicional - para activar o revestimento hidrofílico, o cateter tem de ser humedecido por, de preferência, água estéril ou solução salina.
- Individual - Flocath Hydrogel está disponível em diferentes comprimentos, diâmetros (tamanhos) e pontas de cateter.
- Expansível - se for necessário um saco de drenagem, ele pode ser conectado com o funil na extremidade do cateter.
- Gentil na uretra e na mucosa uretral.
- Aplicação suave e confortável devido a um revestimento hidrofílico sedoso e biocompatível uniformemente aplicado.
- Cateterização sem stress através de um tempo de secagem prolongado do revestimento.
- Seguro, limpo e económico.
- Comprimento 20 cm para mulheres e 40 cm para homens. Disponível em vários tamanhos.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|---------------|--|------------------|
| 85 16 41 - 8 | FLOCATH HYDROGEL 40 CM MASCULINO CH 8 | CX. 30 |
| 85 16 41 - 10 | FLOCATH HYDROGEL 40 CM MASCULINO CH 10 | CX. 30 |
| 85 16 41 - 12 | FLOCATH HYDROGEL 40 CM MASCULINO CH 12 | CX. 30 |
| 85 16 41 - 14 | FLOCATH HYDROGEL 40 CM MASCULINO CH 14 | CX. 30 |
| 85 16 41 - 16 | FLOCATH HYDROGEL 40 CM MASCULINO CH 16 | CX. 30 |
| 85 16 41 - 18 | FLOCATH HYDROGEL 40 CM MASCULINO CH 18 | CX. 30 |
| 85 16 21 - 8 | FLOCATH HYDROGEL 20 CM FEMININO CH 8 | CX. 30 |
| 85 16 21 - 10 | FLOCATH HYDROGEL 20 CM FEMININO CH 10 | CX. 30 |
| 85 16 21 - 12 | FLOCATH HYDROGEL 20 CM FEMININO CH 12 | CX. 30 |
| 85 16 21 - 14 | FLOCATH HYDROGEL 20 CM FEMININO CH 14 | CX. 30 |
| 85 16 21 - 16 | FLOCATH HYDROGEL 20 CM FEMININO CH 16 | CX. 30 |