

LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ

GYNOGLOVE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Luvas cirúrgicas com manguito alongado.
- Tipo luva: cirúrgico, estéril, com manguito alongado
- Matéria-prima: látex de borracha natural
- Agente em pó: nenhum
- Quantidade em uma embalagem: 1 par, 25 pares, 100 pares
- Superfície: textura no lado pré-angular da mão
- Acabamento do manguito: borda enrolada
- Forma: anatômica, diferente para a mão direita e esquerda
- Tamanhos: 6.5 (S), 7.5 (M), 8.5 (L)

Código	Descrição	Unidade de venda
-	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ GYNOGLOVE Nº 6,5	CX. 50
--	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ GYNOGLOVE Nº 7,5	CX. 50
---	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓGYNOGLOVE Nº 8,5	CX. 50

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares