

LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH SPOT



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- As luvas azul escuro são excelentes para o sistema de luvas duplas e procedimentos de alto risco.
- Tipo de luva: cirúrgico, estéril
- Matéria-prima: látex de borracha natural
- Agente em pó: nenhum - com uma camada interna sem látex
- Quantidade em uma embalagem: 1 par, 50 pares, 200 pares
- Superfície: micro-texturizada
- Acabamento do manguito: borda enrolada
- Forma: anatômica, diferente para a mão direita e esquerda
- Tamanhos: 6.0 - 9.0

Código	Descrição	Unidade de venda
-	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH SPOT Nº 6	CX. 50
--	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH SPOT Nº 6,5	CX. 50
---	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH SPOT Nº 7	CX. 50

----	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH SPOT Nº 7,5	CX. 50
-----	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH SPOT Nº 8	CX. 50
-----	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH SPOT Nº 8,5	CX. 50
-----	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ INTOUCH SPOT Nº 9	CX. 50