

# LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ

## HANDSAFE



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Tipo de luva: luvas cirúrgicas de látex pré empoadas
- Matéria-prima: latex de borracha natural
- Agente em pó: nenhum
- Quantidade em uma embalagem: 1 par, 50 pares, 400 pares
- Cor: Creme
- Forma: anatômica, mão específica
- Acabamento do manguito: borda enrolada
- Superfície externa: texturizada
- Tamanhos: 6.0 - 9.0

Código	Descrição	Unidade de venda
-	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ HANDSAFE Nº 6	CX. 50
--	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ HANDSAFE Nº 6,5	CX. 50
---	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ HANDSAFE Nº 7	CX. 50

----	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ HANDSAFE Nº 7,5	CX. 50
-----	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ HANDSAFE Nº 8	CX. 50
-----	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ HANDSAFE Nº 8,5	CX. 50
-----	LUVAS CIRURGICAS LATEX SEM PÓ HANDSAFE Nº 9	CX. 50