

# LUVAS CIRURGICAS NEOPRENO SEM PÓ

## SYNTEC NEOPRENE



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Luvas cirúrgicas de neopreno
- Tipo de luva: cirúrgico, estéril
- Matéria-prima: neopreno
- Agente em pó: nenhum
- Quantidade em uma embalagem: 1 par, 50 pares, 400 pares
- Superfície: texturizada
- Acabamento do manguito: borda enrolada
- Forma: anatômica, diferente para a mão direita e esquerda
- Tamanhos: 6.0 - 9.0

Código	Descrição	Unidade de venda
-	LUVAS CIRURGICAS NEOPRENO SEM PÓ SYNTEC NEOPRENE Nº6	CX. 50
--	LUVAS CIRURGICAS NEOPRENO SEM PÓ SYNTEC NEOPRENE Nº 6,5	CX. 50

---	LUVAS CIRURGICAS NEOPRENO SEM PÓ SYNTEC NEOPRENE Nº 7	CX. 50
----	LUVAS CIRURGICAS NEOPRENO SEM PÓ SYNTEC NEOPRENE Nº 7,5	CX. 50
-----	LUVAS CIRURGICAS NEOPRENO SEM PÓ SYNTEC NEOPRENE Nº 8	CX. 50
-----	LUVAS CIRURGICAS NEOPRENO SEM PÓ SYNTEC NEOPRENE Nº 8,5	CX. 50
-----	LUVAS CIRURGICAS NEOPRENO SEM PÓ SYNTEC NEOPRENE Nº 9	CX. 50