

# LUVAS DE EXAME LATEX SEM PÓ

## AMBULANCE



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Luvas de látex com paredes mais espessas e punhos alongados
- Tipo de luva: diagnóstico, protetor, sem pó, não estéril, com paredes mais espessas
- Matéria-prima: látex de borracha natural
- Agente em pó: nenhum - em pó
- Quantidade em uma embalagem individual: 50 peças
- Superfície: texturizada
- Acabamento do manguito: borda uniformemente enrolada
- Forma: universal, encaixando a mão direita e a mão esquerda
- Tamanhos: S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)

Código	Descrição	Unidade de venda
-	LUVAS DE EXAME LATEX SEM PÓ AMBULANCE S	CX. 50
--	LUVAS DE EXAME LATEX SEM PÓ AMBULANCE M	CX. 50
---	LUVAS DE EXAME LATEX SEM PÓ AMBULANCE L	CX. 50

