

# LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ

## NITRYLEX CHEMO



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Luvas de nitrilo sem pó recomendadas para pessoas alérgicas ao látex
- Tipo de luva: diagnóstico, protetor, não estéril
- Matéria-prima: nitrilo
- Agente em pó: nenhum
- Cor: azul
- Quantidade em uma embalagem individual: 100 peças
- Superfície: texturizada nas pontas dos dedos
- Acabamento do manguito: borda uniformemente enrolada
- Forma: universal, encaixando na mão direita e na mão esquerda
- Tamanhos: XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)

Código	Descrição	Unidade de venda
-	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ NITRYLEX CHEMO XS	CX. 100
--	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ NITRYLEX CHEMO S	CX. 100

---	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ NITRYLEX CHEMO M	CX. 100
----	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ NITRYLEX CHEMO L	CX. 100
-----	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ NITRYLEX CHEMO XL	CX. 100