

# LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ

## NITRYLEX COMPLET



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

Tipo de luvas: exame, protetor, não estéril

Matéria-prima: nitrilo

Agente em pó: nenhum

Cor: lilás

Número de peças na embalagem unitária: 100 peças

Superfície: texturizada na ponta dos dedos, microtextura em toda a superfície das luvas

Acabamento do manguito: borda uniformemente enrolada

Forma: universal; Se encaixa na palmeira esquerda e direita

Tamanhos: XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)

Código	Descrição	Unidade de venda
-	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ NITRYLEX COMPLET XS	CX. 100
--	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ NITRYLEX COMPLET S	CX. 100
---	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ NITRYLEX COMPLET M	CX. 100
----	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ NITRYLEX COMPLET L	CX. 100
-----	LUVAS DE EXAME NITRILO SEM PÓ NITRYLEX COMPLET XL	CX. 100

FACTORMED  
Produtos Médicos & Hospitalares