

# LUVAS DE EXAME LATEX COM PÓ TEXIDENT MINT



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Luvas de látex pré empoadas, diagnóstico e protetoras, recomendadas para dentistas
- Tipo de luva: diagnóstico, protetor, não estéril
- Matéria-prima: látex de borracha natural
- Agente em pó: amido de milho
- Quantidade em uma embalagem individual: 100 peças
- Superfície: micro-texturizada
- Acabamento do manguito: borda uniformemente enrolada
- Forma: universal, encaixando na mão direita e na mão esquerda
- Tamanhos: XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)

Código	Descrição	Unidade de venda
-	LUVAS DE EXAME LATEX COM PÓ TEXIDENT MINT XS	CX. 100
--	LUVAS DE EXAME LATEX COM PÓ TEXIDENT MINT S	CX. 100
---	LUVAS DE EXAME LATEX COM PÓ TEXIDENT MINT M	CX. 100

----	LUVAS DE EXAME LATEX COM PÓ TEXIDENT MINT L	CX. 100
-----	LUVAS DE EXAME LATEX COM PÓ TEXIDENT MINT XL	CX. 100