

LUVAS DE EXAME VINIL COM PÓ VINYLEX BLUE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Luvas de vinil azul recomendadas para pessoas alérgicas ao látex
- Tipo de luva: diagnóstico, protetor, não estéril
- Matéria-prima: policloreto de vinil
- Agente em pó: amido de milho
- Quantidade em uma embalagem individual: 100 peças
- Superfície: lisa
- Acabamento do manguito: borda uniformemente enrolada
- Forma: universal, encaixando a mão direita e a mão esquerda
- Tamanhos: XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|--------|---|------------------|
| - | LUVAS DE EXAME VINIL COM PÓ VINYLEX BLUE XS | CX. 100 |
| -- | LUVAS DE EXAME VINIL COM PÓ VINYLEX BLUE S | CX. 100 |
| --- | LUVAS DE EXAME VINIL COM PÓ VINYLEX BLUE M | CX. 100 |

| | | |
|------|---|---------|
| ---- | LUVAS DE EXAME VINIL COM PÓ VINYLEX BLUE L | CX. 100 |
| ---- | LUVAS DE EXAME VINIL COM PÓ VINYLEX BLUE XL | CX. 100 |