

# LUVAS DE EXAME VINIL SEM PÓ VINYLEX



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Luvas de vinil sem pó recomendadas para pessoas alérgicas ao látex
- Tipo de luva: diagnóstico, protetor, não estéril
- Matéria-prima: policloreto de vinil
- Agente em pó: nenhum
- Quantidade em uma embalagem individual: 100 peças
- Superfície: lisa
- Acabamento do manguito: borda uniformemente enrolada
- Forma: universal, encaixando na mão direita e na mão esquerda
- Tamanhos: XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)

Código	Descrição	Unidade de venda
-	LUVAS DE EXAME VINIL SEM PÓ VINYLEX XS	CX. 100
--	LUVAS DE EXAME VINIL SEM PÓ VINYLEX S	CX. 100
---	LUVAS DE EXAME VINIL SEM PÓ VINYLEX M	CX. 100
----	LUVAS DE EXAME VINIL SEM PÓ VINYLEX L	CX. 100
-----	LUVAS DE EXAME VINIL SEM PÓ VINYLEX XL	CX. 100

FACTORMED  
Produtos Médicos & Hospitalares