

# LUVAS DE MENAGE (DOMESTICA) SEM PÓ NITRILO IDEALL



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Luvas de nitrilo sem pó - alternativa para pessoas alérgicas ao látex
- Tipo de luva: diagnóstico, protetor, não estéril
- Matéria-prima: nitrilo
- Agente em pó: nenhum
- Quantidade em uma embalagem individual: 100 peças
- Superfície: suave
- Acabamento de punho: borda uniformemente enrolada
- Forma: universal, encaixando na mão direita e na mão esquerda
- Tamanhos: XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)

Código	Descrição	Unidade de venda
-	LUVAS DE MENAGE (DOMESTICA) SEM PÓ NITRILO IDEALL XS	CX. 100
--	LUVAS DE MENAGE (DOMESTICA) SEM PÓ NITRILO IDEALL S	CX. 100
---	LUVAS DE MENAGE (DOMESTICA) SEM PÓ NITRILO IDEALL M	CX. 100

----	LUVAS DE MENAGE (DOMESTICA) SEM PÓ NITRILO IDEALL L	CX. 100
-----	LUVAS DE MENAGE (DOMESTICA) SEM PÓ NITRILO IDEALL XL	CX. 100