

# SERINGA INJ/LIGHT (COM AGULHA, CONE LUER CONCÊNTRICO)



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Cilindro com escala graduada
- Embolo com pistão de borracha, livre de látex
- Cone Luer concêntrico
- Agulha tripla de aço inoxidável biselada AISI 304
- Tampa para agulha

Código	Descrição	Unidade de venda
-	SERINGA INJ/LIGHT (COM AGULHA, CONE LUER CONCÊNTRICO) 1 ML AGULHA 0,5x16MM	CX. 100
--	SERINGA INJ/LIGHT (COM AGULHA, CONE LUER CONCÊNTRICO) 1 ML AGULHA 0,45x12,7MM	CX. 100
---	SERINGA INJ/LIGHT (COM AGULHA, CONE LUER CONCÊNTRICO) 1 ML AGULHA 0,4x12,7MM	CX. 100

----	SERINGA INJ/LIGHT (COM AGULHA, CONE LUER CONCÊNTRICO) 2,5 ML AGULHA 0,8x38MM	CX. 100
-----	SERINGA INJ/LIGHT (COM AGULHA, CONE LUER CONCÊNTRICO) 2,5 ML AGULHA 0,7x32MM	CX. 100
-----	SERINGA INJ/LIGHT (COM AGULHA, CONE LUER CONCÊNTRICO) 2,5 ML AGULHA 0,6x25MM	CX. 100
-----	SERINGA INJ/LIGHT (COM AGULHA, CONE LUER CONCÊNTRICO) 2,5 ML AGULHA 0,65x30MM	CX. 100
-----	SERINGA INJ/LIGHT (COM AGULHA, CONE LUER CONCÊNTRICO) 5 ML AGULHA 0,8x38MM	CX. 100
-----	SERINGA INJ/LIGHT (COM AGULHA, CONE LUER CONCÊNTRICO) 5 ML AGULHA 0,7x32MM	CX. 100
-----	SERINGA INJ/LIGHT (COM AGULHA, CONE LUER CONCÊNTRICO) 5 ML AGULHA 0,6x25MM	CX. 100
-----	SERINGA INJ/LIGHT (COM AGULHA, CONE LUER CONCÊNTRICO) 10 ML AGULHA 0,8x38MM	CX. 100
-----	SERINGA INJ/LIGHT (COM AGULHA, CONE LUER CONCÊNTRICO) 10 ML AGULHA 0,7x32MM	CX. 100
-----	SERINGA INJ/LIGHT (COM AGULHA, CONE LUER CONCÊNTRICO) 20 ML AGULHA 0,9x38MM	CX. 100
-----	SERINGA INJ/LIGHT (COM AGULHA, CONE LUER CONCÊNTRICO) 20 ML AGULHA 0,8x38MM	CX. 100