

# SERINGA INJ/LIGHT (SEM AGULHA, CONE CATETER)



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Cilindro com escala graduada
- Embolo com piston de borracha, livre de látex
- Cone cateter concêntrico
- Tipo de seringa: seringas padrão
- Mecanismo de segurança: não
- Agulha: não

Código	Descrição	Unidade de venda
-	SERINGA INJ/LIGHT (SEM AGULHA. CONE CATETER) 60 ML	CX. 20
--	SERINGA INJ/LIGHT (SEM AGULHA. CONE CATETER) 100 ML	CX. 25