

# AGULHA MICROTIP/SAFE COM MECANISMO DE SEGURANÇA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Agulha de aço inoxidável AISI 304, lubrificada com óleo de silicone
- Cone em código de cores
- Adaptável às seringas luer e luer lock
- Tipo de agulha: agulhas hipodérmicas padrão
- Sistema de segurança: sim

Código	Descrição	Unidade de venda
-	AGULHA MICROTIP/SAFE 16G-1,6x38 MM BRANCO	CX. 50
--	AGULHA MICROTIP/SAFE 18G-1,2x38 MM ROSA	CX. 50
---	AGULHA MICROTIP/SAFE 19G-1,1x38 MM ROSA	CX. 50
----	AGULHA MICROTIP/SAFE 19G-1,1x25 MM ROSA	CX. 50
-----	AGULHA MICROTIP/SAFE 20G-0,9x38 MM AMARELO	CX. 50
-----	AGULHA MICROTIP/SAFE 20G-0,9x25 MM AMARELO	CX. 50

-----	AGULHA MICROTIP/SAFE 21G-0,8x38 MM VERDE	CX. 50
-----	AGULHA MICROTIP/SAFE 21G-0,8x25 MM VERDE	CX. 50
-----	AGULHA MICROTIP/SAFE 22G-0,7x32 MM PRETO	CX. 50
-----	AGULHA MICROTIP/SAFE 23G-0,6x25 MM AZUL	CX. 50
-----	AGULHA MICROTIP/SAFE 23G-0,65x30 MM AZUL	CX. 50
-----	AGULHA MICROTIP/SAFE 25G-0,5x16 MM LARANJA	CX. 50
-----	AGULHA MICROTIP/SAFE 26G-0,45x12,7 MM CASTANHO	CX. 50
-----	AGULHA MICROTIP/SAFE 27G-0,4x12,7 MM CINZENTO	CX. 50
-----	AGULHA MICROTIP/SAFE 29G-0,33x12,7 MM VERMELHO	CX. 50
-----	AGULHA MICROTIP/SAFE 30G-0,30x8 MM AMARELO	CX. 50