


# AGULHA FLY/SAFE EPICRANIANA COM MECANISMO DE SEGURANÇA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Agulha de aço inoxidável AISI 304 com bisel triplo, diâmetro e comprimento de acordo com ISO 9626
- Capa de proteção da agulha PP
- Tubo de baixa memória em PVC de 30 cm ou livre de ftalatos (DBP, BBP, DEHP, DNOP e DIDP)
- Conexão Luer lock
- Tipo de agulha: agulha epicraniana
- Mecanismo de segurança: sim

Código	Descrição	Unidade de venda
-	AGULHA FLY/SAFE EPICRANIANA COM MECANISMO DE SEGURANÇA 18G - 1,2x19 MM ROSA	CX. 100
--	AGULHA FLY/SAFE EPICRANIANA COM MECANISMO DE SEGURANÇA 19G - 1,1x19 MM ROSA	CX. 100
---	AGULHA FLY/SAFE EPICRANIANA COM MECANISMO DE SEGURANÇA 20G - 0,9x19 MM AMARELO	CX. 100
----	AGULHA FLY/SAFE EPICRANIANA COM MECANISMO DE SEGURANÇA 21G - 0,8x19 MM VERDE	CX. 100

-----	AGULHA FLY/SAFE EPICRANIANA COM MECANISMO DE SEGURANÇA 22G - 0,7x19 MM PRETO	CX. 100
-----	AGULHA FLY/SAFE EPICRANIANA COM MECANISMO DE SEGURANÇA 23G - 0,6x19 MM AZUL	CX. 100
-----	AGULHA FLY/SAFE EPICRANIANA COM MECANISMO DE SEGURANÇA 25G - 0,5x19 MM LARANJA	CX. 100
-----	AGULHA FLY/SAFE EPICRANIANA COM MECANISMO DE SEGURANÇA 27G - 0,4x19 MM CINZENTO	CX. 100