


CATETER VENIFLON/SAFE COM ALETAS E PUNTO DE INJECCÃO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Agulha de aço inoxidável AISI 304 com bisel triplo
- Capa de protecção para agulha
- Cateter de poliuretano radiopaco
- Conexão Luer, adequado também para conectores Luer Lock com tampa branca
- Sistema de segurança: sim

Código	Descrição	Unidade de venda
-	CATETER VENIFLON/SAFE COM ALETAS E PUNTO DE INJECCÃO 14G 45 MM LARANJA	CX. 50
--	CATETER VENIFLON/SAFE COM ALETAS E PUNTO DE INJECCÃO 16G 45 MM CINZENTO	CX. 50
---	CATETER VENIFLON/SAFE COM ALETAS E PUNTO DE INJECCÃO 17G 45 MM BRANCO	CX. 50
----	CATETER VENIFLON/SAFE COM ALETAS E PUNTO DE INJECCÃO 18G 45 MM VERDE	CX. 50

-----	CATETER VENIFLON/SAFE COM ALETAS E PONTO DE INJECCÇÃO 20G 32 MM ROSA	CX. 50
-----	CATETER VENIFLON/SAFE COM ALETAS E PONTO DE INJECCÇÃO 22G 25 MM AZUL	CX. 50
-----	CATETER VENIFLON/SAFE COM ALETAS E PONTO DE INJECCÇÃO 24G 19 MM AMARELO	CX. 50