

# CATETER HEMOCATH SEM ALETAS SEM PUNTO INJEÇÃO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Cateter PUR
- Válvula Z-type
- Ponta afunilada
- Câmara flashback transparente
- Mecanismo de segurança: não

Código	Descrição	Unidade de venda
-	CATETER HEMOCATH SEM ALETAS SEM PUNTO INJEÇÃO 16G 45 MM CINZENTO	CX. 50
--	CATETER HEMOCATH SEM ALETAS SEM PUNTO INJEÇÃO 17G 45 MM BRANCO	CX. 50
---	CATETER HEMOCATH SEM ALETAS SEM PUNTO INJEÇÃO 18G 45 MM VERDE	CX. 50
----	CATETER HEMOCATH SEM ALETAS SEM PUNTO INJEÇÃO 18G 32 MM VERDE	CX. 50
-----	CATETER HEMOCATH SEM ALETAS SEM PUNTO INJEÇÃO 20G 32 MM ROSA	CX. 50

-----	CATETER HEMOCATH SEM ALETAS SEM PONTO INJEÇÃO 22G 25 MM AZUL	CX. 50
-------	---	--------

---

-----	CATETER HEMOCATH SEM ALETAS SEM PONTO INJEÇÃO 24G 19 MM AMARELO	CX. 50
-------	--	--------

---