

# MIKROBAC TISSUES TOALHETES



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Toalhetes de desinfecção sem álcool em Flowpack
- Para a limpeza da desinfecção de superfícies e dispositivos médicos sensíveis ao álcool
- Toalhetes de desinfecção prontos para usar
- Ação rápida
- Limpeza e desinfecção num único passo
- Húmidos
- Sem aldeídos, sem corantes e sem fragâncias
- Solução de sistema patenteada: liberação ideal de ingredientes ativos durante a desinfecção
- O Flowpack garante uma dispensa fácil, segura e individual dos toalhetes
- Os toalhetes Mikrobac® são adequados para fácil desinfecção e limpeza de equipamentos médicos conforme definido pela Diretriz de Dispositivos Médicos (DDM) e todos os tipos de superfícies sensíveis

Código	Descrição	Unidade de venda
980 570	MIKROBAC TOALHETES 180X200 MM	CX. 80