

# BATA CIRÚRGICA STANDARD ESTERILIZADA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Material: Tecido não tecido de SMS (Spunbond + Meltblown + Spunbond Nonwovens).
- Com dois toalhetes de mãos.
- Cores: Azul.
- Tamanhos disponíveis: S, M, L, XL, XXL.

Código	Descrição	Unidade de venda
12002 - S	BATA CIRÚRGICA TAMANHO S	UN
12002 - M	BATA CIRÚRGICA TAMANHO M	UN
12002 - L	BATA CIRÚRGICA TAMANHO L	UN
12002 - XL	BATA CIRÚRGICA TAMANHO XL	UN
12002 - XXL	BATA CIRÚRGICA TAMANHO XXL	UN