

# MESA DE COMER NA CAMA COM MOLLA A GÁS



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço, pintura epoxy, com tampo em compacto fenólico.
- Regulável em altura e com mola a gás
- Com pé em forma de U e com rodizios
- Dimensões: 900 x 420 x 820 mm.
- Peso: 14 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
ME. 1827	MESA DE COMER NA CAMA COM MOLLA A GÁS	UN