

MACA DE URGÊNCIAS HIDRÁULICA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço, pintura epoxy
- Leito em compacto fenolico com colchão de 100mm alta densidade
- Sistema de elevação hidráulico através de pedal
- Travão centralizado e uma roda direccional
- Altura regulável
- 2 seções
- Guardas laterais rebatíveis
- Suporte para bala de oxigénio
- Suporte de soro e cesto para roupa
- Dimensões: 2100 x 710 x (500 a 990) mm
- Peso: 98 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
MA. 1790	MACA DE URGÊNCIAS HIDRÁULICA	UN