

MARQUESA HIDRÁULICA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço, pintura epoxy
- Leito de espuma forrado a napa, cabeceira regulável por mola a gás
- 4 rodas giratórias, sistema de imobilização central e porta rolos
- Altura regulável através de sistema hidráulico acionado por pedal.
- Dimensões: 1930 x 680 x (520 a 890) mm
- Peso: 65 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
24019078	MARQUESA HIDRÁULICO	UN