

MARQUESA ELÉTRICA TRIPARTIDA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço, pintura epoxy
- Leito de espuma forrada a napa, cabeceira e secção das pernas, reguláveis por mola a gás
- Com porta rolos, 4 rodas giratórias e sistema de imobilização central
- Altura regulável através de motor elétrico acionado por um comando de pé
- Dimensões: 1850 x 600 x (550 a 850) mm
- Peso: 65 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
24019091	MARQUESA ELÉTRICA TRIPARTIDA	UN