

MARQUESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço, pintura epoxy
- Leito de espuma forrada a napa, 3 secções sendo a articulação da cabeceira por mola a gás e a das pernas por cremalheira
- Inclui tabuleiro para resíduos inox, com porta coxas e apoio de braços reguláveis em altura, com porta rolos
- Altura regulável através de motor eléctrico, com comando de pé
- Dimensões: 1770 x 600 x (550 a 850) mm
- Peso: 61 kg

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|--------------------------------|------------------|
| 24019030 | MARQUESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA | UN |