

MARQUESA DE OBSERVAÇÕES EM MADEIRA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em madeira de faia
- Leito de espuma forrada a napa, cabeceira regulável em várias posições com cremalheira, com porta rolos
- Dimensões: 1850 x 600 x 750 mm
- Peso: 33,6 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
DV 1660	MARQUESA DE OBSERVAÇÕES EM MADEIRA SEM ORIFÍCIO FACIAL	UN
DV1662	MARQUESA DE OBSERVAÇÕES EM MADEIRA COM ORIFÍCIO FACIAL	UN